



MATÉRIEL D'EXAMEN /
EXAM SUPPLIES

MATÉRIEL D'EXAMEN / EXAM SUPPLIES

**OBTURATEUR À MULTIPLE TROUS /
MULTIPLE PIN HOLE OCCLUDER****OB-A7001**
172mm

NOUVEAU / NEW

TIGE DE MADDOX / MADDOX ROD**OB-A5001**
241mm**TIGE DE MADDOX ROUGE AVEC OBTURATEUR /
OCCLUDER AND MADDOX ROD****OB-A7006**
241mm

NOUVEAU / NEW

**TIGE DE MADDOX ET FILTRE ROUGE /
MADDOX AND RED FILTER****OB-209**
241mm

NOUVEAU / NEW

BÂTONS DE FIXATION / COLOR FIXATION STICKS**BFC**


Les bâtons de fixation de couleur sont un outil permettant de gagner du temps pour tester la motilité oculaire et les champs visuels de confrontation. L'ensemble comprend cinq bâtons de fixation (blanc, rouge, bleu, vert, jaune) et un étui en cuir de poche pratique. Color Fixation Sticks is a time saving tool for testing Ocular motility and confrontation visual fields. The set includes five colors [White, Red, Blue, Green, Yellow] fixation sticks and a handy pocket leather case.

**OBTURATEUR EN VINYLE /
VINYL HAND-HELD OCCLUDER****OB-A7005**
172mm**OB-A7015**
241mm**OBTURATEUR ERGONOMIQUE /
ERGONOMIC OCCLUDER****OB-A1602**
241mm

NOUVEAU / NEW

OBTURATEUR FILTRE ROUGE / RED FILTER OCCLUDER**OB-6001**
241mm

NOUVEAU / NEW

**OBTURATEUR LORGNETTE À TROUS MULTIPLES /
LORGNETTE MULTIPLE PINHOLE OCCLUDER****OB-G1607**
256mm**BÂTON DE FIXATION PÉDIATRIQUE TOUCAN /
TOUCAN PEDIATRIC FIXATION STICK****SC-8392**

FEUILLES D'OCCLUSION BANGERTER / BANGERTER OCCLUSION FOILS

Ces feuilles d'occlusion selon Bangerter sont transparentes ou opaques, auto-adhérentes sur tous les traitements de la face interne du verre de lunettes. Elles sont livrées sur carton réutilisable sur lequel la feuille peut être entreposée au besoin. Vous les adapterez à la forme du verre en les découpant aux ciseaux.

These occlusion foils designed by professor Bangerter are clear or skin-toned and stick to the back of the lens. They come with a piece of carton so that the foil can be placed upon when not in use. The foil can be cut to the shape of the lens with a pair of scissors.



ITEM #	VALEUR / VALUE	ACUITÉ VISUELLE AVEC FEUILLE D'OCCLUSION / VISUAL ACUITY WITH OCCLUSION SHEET
OC-00	0,0 [opaque-beige]	0
OC-LP	Perception lumineuse / Light perception	0
OC-<01	<0.1	<1/10
OC-01	~0.1	1/10
OC-02	~0.2	2/10
OC-03	~0.3	3/10
OC-04	~0.4	4/10
OC-06	~0.6	6/10
OC-08	~0.8	8/10
OC-10	~1.0 [transparent]	10/10

NOUVEAU / NEW

CACHE-ŒIL JETABLE / DISPOSABLE EYE PATCH

MASKIT500

Le cache-œil MASK-it™ est un cache-œil jetable et ajustable. Ce cache-œil offre une option jetable hygiénique et économique. Chaque cache-œil est un autocollant en papier blanc qui mesure 3,5" de long x 3" de large avec une fente de 1,5".

Le cache-œil pré-fendu permet à l'examineur de créer un cône de différentes profondeurs, ce qui offre un espace supplémentaire pour les cils. Un adhésif spécial permet au patch de tenir directement sur le visage du patient sans avoir besoin d'une bande élastique, mais l'adhésif permet un retrait sans douleur et une réadhérence au patient de sorte qu'un patch peut être utilisé sur les deux yeux d'un patient, puis jeté en toute sécurité après l'examen. The MASK-it™ Eye Patch is a disposable and adjustable eye patch. This eye patch offers a hygienic and economical disposable option. Each eye patch is a white, paper sticker that measures 3.5" long x 3" wide with a 1.5" slit.

The pre-slit eye patch allows the examiner to create a cone of various depths, which provides additional room for eyelashes. A special adhesive allows the patch to hold directly on the patient's face without the need for an elastic band, yet adhesive allows for no-pain removal and re-adherence to the patient so that one patch may be used on both eyes of a patient, then safely discarded post-exam.



BANDELETTES DE FLUORESCÉINE / FLUORESCEIN STRIPS


DIOFLUOR 1MG

DIOFLUOR sont des bandelettes stériles à usage unique, emballées individuellement, imprégnées de 1 mg de fluorescéine sodique USP par bandelette. 100 par boîte. / DIOFLUOR are individually packaged, single-use, sterile strips impregnated with 1 mg of Sodium Fluorescein USP per strip. 100 per box.



CHARTÉ DE LECTURE SNELEN 10' /
EYE CHART SNELEN 10'


CL-A8530

CHARTÉ DE LECTURE SNELEN 20' /
EYE CHART SNELEN 20'

CL-A8502

CHARTÉ DE LECTURE POUR ENFANTS 10' /
EYE CHART FOR CHILDREN 10'



CL-A8542



CARTE DE LECTURE 6"x7" / READING CARD 6"x7"

CL-1

(Lavable / Washable)

CARTE DE LECTURE POUR ENFANTS À 13" /
CHILD RECOGNITION CARD AT 13"

SC-8514


(Lavable / Washable)



CARTE DE LECTURE HOTV / HOTV NEAR CARD

CL-A8553


Lettres HOTV sur un côté et images Allen sur l'autre côté. /
HOTV letters on one side and Allen figures on the other.
(Lavable / Washable)



GRILLES D'AMSLER / AMSLER GRIDS


JZ-9037

10 grilles d'Amsler
magnétiques /
10 magnetic Amsler Grids
Taille : 3 x 3po /
Size : 3 x 3in



JZ-9035

Bloc de 50 feuilles /
50 sheets pad
Taille : 5.5 x 8.5po /
Size : 5.5 x 8.5in



TEST D'ACUITÉ STÉRÉO POINTS / RANDOM DOT STEREO ACUITY TEST

MJ-6967



NOUVEAU / NEW

TEST D'ACUITÉ STÉRÉO DINO / DINO STEREO ACUITY TEST



MJ-6990

Un test de perception de la profondeur sans lunettes utilisant la technologie lenticulaire afin de créer un test de perception de la profondeur coloré sans avoir besoin de lunettes rouges/vertes ou polarisées.

Provides a glasses-free depth perception test utilizing lenticular technology in order to create a colorful depth perception test without the need for red/green or polarized glasses.

TEST D'ACUITÉ STÉRÉO MOUCHE / FLY STEREO ACUITY TEST

MJ-6965




TEST DE DÉPISTAGE DES COULEURS ISHIHARA / ISHIHARA TEST CHART BOOK

SC-8539

14 pages / 14 plates

SC-8570

24 pages / 24 plates



TEST DE COULEUR LANTHONY DÉSATURÉ / LANTHONY DESATURATED COLOR TEST

SC-8565

Conçu pour détecter les déficiences visuelles, telles que rouge/vert et bleu/jaune. /Designed to detect visual impairments, such as red/green and blue/yellow.



NOUVEAU / NEW

TEST DE COULEUR FARNSWORTH D15 SATURÉ / FARNSWORTH D15 SATURATED COLOR TEST

SC-0023

Conçu pour détecter les déficiences visuelles, telles que rouge/vert et bleu/jaune. /Designed to detect visual impairments, such as red/green and blue/yellow.



NOUVEAU / NEW

APERTURE RULE™ / IMAGE APERKIT

**APERKIT**

Le kit d'entraînement d'orthoptique Aperture Rule™ est un instrument standard dans la plupart des programmes de thérapie visuelle. Comporte une demande fixe progressive. Les verres polarisés ou colorés ne sont pas nécessaires. Aide à améliorer les faibles réserves fusionnelles et accommodatives, la mauvaise stéréopsie, la suppression de la disparité de fixation et la relation étroite d'adaptation-conversion.

Le formateur aide les patients souffrant d'asthénopie et de problèmes d'apprentissage visuel.

30PD Base-Out à 17,5PD Base-In.

Le kit comprend:

- Jeu de cartes Sports / Action
- Curseurs à ouverture simple et double
- Pointeurs rouges
- Manuel (en anglais)

The orthoptic Aperture Rule™ Trainer Kit is a standard instrument in most visual therapy programs. Features progressive fixed demand. Polarized or colored lenses are not required. Helps improve low fusional and accommodative reserves, poor stereopsis, fixation disparity suppression & tight accommodation-conversion relationship. The trainer assists patients with asthenopia & visually related learning problems.

30PD Base-Out to 17.5PD Base-In.

Kit Includes:

- Sports/Action Card Set
- Single & double aperture sliders
- Red pointers

NOUVEAU / NEW

VECTOGRAMME / VECTOGRAM

**VTB****VECTOGRAMME TEDDY BEAR**

Système de thérapie visuelle pour une utilisation en clinique et / ou pour une utilisation par le patient à domicile pour aider à prévenir la régression du patient entre les visites.

Visual therapy system for clinical use and / or for home patient use to help prevent patient regression between visits.

NOUVEAU / NEW

BALLE DE MARSDEN / MARSDEN BALL

**BM-1081**

La balle est attachée à un cordon blanc de 10 pieds. C'est un excellent ajout à n'importe quelle salle de thérapie / The ball comes attached to a 10ft white cord. This is a great addition to any therapy room

NOUVEAU / NEW

CORDE DE BROCK / BROCK STRING (IPC)

Pour améliorer la vision binoculaire, 6 ou 12 pi. avec 5 billes /
To improve binocular vision, 6 or 12ft with 5 beads

BC3900	Longueur / Lenght 1,83m / 6'
BC2400	Longueur / Lenght 3,65m / 12'

**LUNETTES ROUGE-BLEU /
RED-BLUE GLASSES****LU-6960**

NOUVEAU / NEW

**LUNETTES ROUGE-VERT /
RED-GREEN GLASSES****LU-6962****VERRES POLARISÉS 3D /
3D POLARIZED GLASSES****MJ-6961**

Adultes / Adults

**MJ-6964**

Enfants / Children



NOUVEAU / NEW

**LUNETTES POST-MYDRIATIQUES /
POST-MYDRIATIC SPECTACLES****PM-6930**

Lunettes Post-Mydriatiques pour Enfants, Branches
Ajustables - 50pcs / Post-Mydriatic Spectacles for Childrens
- 50pcs [43mm X 110mm]

**PM-6932**

Lunettes Post-MydriatiqueS pour Adultes Branches
Ajustables -50pcs / Post-Mydriatic Spectacles for Adults -
50pcs [48mm X 132mm]

**PM-7000**

Lunettes Post-Mydriatiques Solarettes. Conçues pour
s'adapter sur des lunettes de vue -100pcs / Post-Mydriatic
Solarettes. Designed to fit over prescription glasses - 100pcs



PM-6926	Régulier / Regular
----------------	--------------------

PM-6925	Petit / Small
----------------	---------------

Lunettes post-mydriatiques - À glisser / Post Mydriatic
Specs - Slip In [50 pcs]

FORCEPS

FO-702

Forceps très
pointu #3
12cm

**FO-1022**

Forceps #4
12cm




GOLF CLUB SPUD

GC-A1007

117mm


**BARRE DE PRISME HORIZONTALE /
HORIZONTAL PRISM BAR**
BP-G1500H16

Configuration[△] / Lens Configuration[△]:
1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45. Étui en cuir / Leather
packing.



NOUVEAU / NEW

**LENTILLE ASPHÉRIQUE POUR LAMPE À FENTE /
ASPHERIC SLIT LAMP LENS**


LE-20D	Ouverture / Aperture: 48 mm; Distance de travail / Working distance: 47 mm Taille / Size: 56X20MM
LE-78D	Ouverture / Aperture: 26 mm Distance de travail / Working distance: 7 mm Size: 31X14MM
LE-90D	Ouverture / Aperture 18 mm Distance de travail / Working distance: 5 mm Taille / Size: 31X20MM

ALGERBRUSH II



Conçu pour éliminer la petite tache de rouille qui subsiste sur la cornée après le retrait d'un éclat de métal dans l'œil d'un patient. / Designed to remove the small spot of rust that remains on the cornea after removing a metal chip in a patient's eye.


AL-A1002	0.5mm
AL-A1003	1.0mm

**PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR ALGERBRUSH II /
ALGERBRUSH II REPLACEMENT PARTS**

AL-1005	Fraise Algerbrush non stérile 0.5mm / Algerbrush unsterile 0.5mm burr
AL-1006	Fraise Algerbrush non stérile 1.0mm / Algerbrush unsterile 1.0mm burr

**BARRE DE PRISME VERTICALE /
VERTICAL PRISM BAR**
BP-G1500V15

Configuration[△] / Lens Configuration[△]:
1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,25,30. Étui en cuir / Leather
packing



NOUVEAU / NEW

PARE HALEINE / BREATH SHIELD
PH-V

Pare haleine pour visiomètre en polycarbonate /
Polycarbonate breath shield for phoropter.



PRISME SUR TIGE / PRISM ON A STICK

**PT-16**

Ensemble de 16 prismes sur tige / Set of 16 prisms on a stick
0,5,1,2,4,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,RF

**PT-22**

Ensemble de 22 prismes sur tige / Set of 22 prisms on a stick
0,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,25,30,35,40,45,50,RF

PT-UN

Les prismes sur tige peuvent être commandés à l'unité / Prisms on a stick can be ordered individually

HYDROTAC


Lentilles bifocales, auto statiques, repositionnables en silicone souple. Pour lunettes solaires, de protection, de sport, masques de plongée... / Bifocal lenses, auto-static, repositionable made in soft silicone. For sunglasses, safety glasses, sports glasses, diving masks ...

ITEM #	VALEUR / VALUE
HYD+1.25	+1.25
HYD+1.50	+1.50
HYD+1.75	+1.75
HYD+2.00	+2.00
HYD+2.50	+2.50
HYD+3.00	+3.00



LENTILLES PRESS-ON 3M SEGMENTS EN D25 (PRÉCOUPÉS) / PRESS-ON LENSES 3M D25 SEGMENTS (PRE-CUT)

ITEM #	VALEUR / VALUE
FRESNEL-D100	+1.00
FRESNEL-D150	+1.50
FRESNEL-D200	+2.00
FRESNEL-D250	+2.50
FRESNEL-D300	+3.00
FRESNEL-D400	+4.00




LENTILLES PRESS-ON 3M SPHÉRIQUE (+) / PRESS-ON LENSES SPHERICAL (+)

ITEM #	VALEUR / VALUE
FRESNEL PLUS 1.00	+1.00
FRESNEL PLUS 1.50	+1.50
FRESNEL PLUS 2.00	+2.00
FRESNEL PLUS 2.50	+2.50
FRESNEL PLUS 3.00	+3.00



PRISMES DE FRESNEL 3M / 3M PRESS-ON PRISMS

ITEM #	VALEUR / VALUE	ITEM #	VALEUR / VALUE
FRESNEL-1	1.00	FRESNEL-10	10.00
FRESNEL-2	2.00	FRESNEL-12	12.00
FRESNEL-3	3.00	FRESNEL-15	15.00
FRESNEL-4	4.00	FRESNEL-20	20.00
FRESNEL-5	5.00	FRESNEL-25	25.00
FRESNEL-6	6.00	FRESNEL-30	30.00
FRESNEL-7	7.00	FRESNEL-35	35.00
FRESNEL-8	8.00	FRESNEL-40	40.00
FRESNEL-9	9.00		



NOUVEAU / NEW

RELÈVE PAUPIÈRE / EYELID SUPPORT

RELÈVE PAUPIÈRE / EYELID SUPPORT

Ce petit dispositif est à fixer directement sur la charnière de la branche. La partie incurvée avec son revêtement en silicone vient alors épouser le pli de la paupière supérieure. Solution idéale pour la récupération d'une paupière très accidentée, pour personnes myopathes ou une solution d'attente pré-opératoire ou d'aide pour une récupération difficile.

This small device is to be fixed directly on the temple hinge. The curved part with its silicone coating then fits exactly the fold of the upper eyelid. Ideal solution for the recovery of a damaged eyelid, for myopathic persons, or pre-operative waiting solution, or help for a difficult recovery.

**RP-D**

Relève paupière droit /
Right eyelid

RP-G

Relève paupière gauche /
Left eyelid support

AMPOULES / BULBS



LAMPE À FENTE / SLIT LAMP						
#ITEM		MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGHT	CODE	VOLTAGE / WATTS
A	BT008G	Burton	Main Illuminator 800, 830, 850, 1000, 70209-9001	67mm	41318	6V/4.5A
		Marco	IIB, IIBBR, IIB-Photo, III, IV, V, VG, VG-Photo, V-R		41318	
		Mentor	22-4003 Main, G10, GH12, S10, SH12		22-4003	
		Topcon	40310-25600, SL-3D, SL-5D, SL-3E, SL-6E		40310-25800	
B	BT0930	Haag-Streit	BP-900, BQ-900, BX-900, BA-904	64mm	366	6V/4.5A
C	BY6509	Topcon	Main SL-2D, SL-1E, SL-2E, SL-3E, SL-4E, SL-7E, SL-3F, TRC-45AN, TRC-NW2, SL-D4, SL-D4Z, SL-3G, SL-2ED	31mm	40340-20700	6V/20W HALOGEN
		Woodlyn	SMM3, SMM5		45570	
D	BY6676	[Semblable à BY6509 mais non-halogen / Same as BY6509 but non-halogen]				
E	BY6646	AO/Reichert	Xcel 200, 300, 400, 700	28mm	64250	6V/20W HALOGEN
F	BT1080	Haag-Streit	1080 Main	40mm	OS64260	12V/30W
		Kowa	SL-7			
		Marco	28 Ultra, GII, GXX, GIV, IV, Main			
		Nikon	CS-2, FS-2, FS-3, FS-3V, NS-2, NS-IV, NS-1			
		Zeiss	30SL/M			
G	BY6655	AO/Reichert	XL200, XL300, HLX 64251	40mm	30-13-87	6V/20W
		Zeiss	20 SL			
H	PX6374	AO/Reichert	Opthalmometer CLC 1102, 11581	51mm	1468X	6V/4.5A
		Campbell	11575, 11580		AO11581	
I	BY6508	Topcon	SL-2D, SL-2E, SL-5D, SL-3E, SL-6E, SL-7E	16mm	40350-42110	6V/.20A



LENTIMÈTRE / LENSOMETER						
#ITEM	MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGHT	CODE	VOLTAGE / WATTS	
A	BT4007	Marco	101 Main Illuminator, 4007, 41346	59mm	25S11/N/IF	115-125V/25W
B	BY6507	Burton	2020, 2021	56mm	15S11/102WH	110V/15W
		Nikon Shin Nippon	LM-3, LM-4, LM25, OL-5, OL-3, OL-4			
		Topcon	Main LM-T3, LM-T5, LM-2B, LM-3B, LM6E, LM3C, LM6, 42025-51010, LM36C			
		Woodlyn	60070			
C	PY6376	Bausch & Lomb	Vertometer Model 70, 21-65-18, 71-71-14	58mm	15S11/14	120V/15W
D	BT0070	Bausch & Lomb	Vertometer Model 70, 21-65-21, 71-26-62	58mm	25S11/5C	120V/25W
E	BT2603	AO/Reichert	12603, 12604, 12608, 12610	60mm	15S11-87	120V/15W
F	BE6382	Bausch & Lomb	Model 70(1950's), 21-65-21, 21-65-70	58mm	15S11-1F	120V/15W
G	BY6530	Topcon	Main LM-P5, LM-P6	37mm	42320-10550	6V/15W



OPHTALMOMÈTRE-KÉRATOMÈTRE / OPHTHALMOMETER-KERATOMETER						
#ITEM	MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGHT	CODE	VOLTAGE / WATTS	
A	PY6376	AO/Reichert	12515, 12990	58mm	15S11/14	115-125V/25W
		Bausch & Lomb	71-21-35-01, 71-26-62, 71-71-84			
		Burton	Model L-1040			
		Canon	Model RK-3			
B	BE6382	Bausch & Lomb		58mm	15S11-1F	120V/15W
C	BT3006	Marco	Main Illuminator K-I, K-II	50mm	3006	120V/15W
D	PX6374	AO/Reichert	Opthalmometer CLC 11002, 11581	51mm	1468X	6V/4.5A
E	BY6632	Topcon	Opthalmometer Main OM-3, OM-4, 40120-10080	28mm	WK41314	6V/2.4W
F	BY6507	Topcon	Opthalmometer OM-2, 42025-51010	56mm	15S11/102WH	100V/15W



OPHTALMOMÈTRE DIRECT / DIRECT OPHTALMOSCOPE

#ITEM		MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGHT	CODE	VOLTAGE / WATTS
A	BT4900	Welch Allyn	11620, 11630, 11720, 11730, 11735	23mm	04900	3.5V/.720A HALOGEN
B	BT3000	Welch Allyn	Head 11600, 11605, 11610, 11710	17mm	03000	3.5V/.720A HALOGEN
C	BT3800	Welch Allyn	PanOptic 11800, 11810, 11820	23mm	03800	3.5V



OPHTALMOMÈTRE INDIRECT / INDIRECT OPHTALMOSCOPE

#ITEM		MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGHT	CODE	VOLTAGE / WATTS
A	BY6643	Heine	Binocular [Head-Worn] Omega, 100, 150, 180, 200, 750	25mm	X-04.88.068, 199189	6V/10W HALOGEN



PÉRIMÈTRE / PERIMETER

#ITEM		MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGHT	CODE	VOLTAGE / WATTS
A	BT0940	Haag-Streit	Goldman Projection Main 940-750	67mm	940-750	6V/30W
B	BY6641	Humphrey	HLX 64610, Field Analyzer Main	44mm	BRL	12V/50W HALOGEN
		Shin Nippon	SL-202			
		Topcon	Main BRL SPB-2020			




PROJECTEUR / PROJECTOR						
#ITEM	MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGTH	CODE	VOLTAGE / WATTS	
A	BY6548	AO/Reichert	1215, 1217, 11082, 11176	79mm	CAX130V [Eiko]	130V/50W
B	PR6370	AO/Reichert	1215, 1217, 11082, 11176	79mm	CAX130V [GE]	130V/50W
C	BY6631	AO/Reichert	1215, 1217, 11082, 11176	56mm	CAX130VHAL	130V/50W HALOGEN
		Topcon	42426, 34010, CP-5D			
D	BT1080	AO/Reichert	Auto Projecteur AP-250	40mm	0S64260	12V/30W
E	BT6002	Topcon	ACP8R	31mm	42412-20400	12V/50W
F	BT9500	AO/Reichert	89500 Short Life	30mm	ESB/FHE	6V/20W HALOGEN
		Burton	1000			
		Marco	Auto Projector CP-400			
		Nikon	Chart Projector II CP11, NP3, NP3S, NP35, 88106			
		Woodlyn	Eye Chart, Standard & Insta			
G	BTJC12	Marco	CP-600, CP-660	44mm	6025	12V/20W HALOGEN
H	BB6379	Bausch & Lomb	Acuity Eye Chart 71-34-40, 71-71-77	70mm	BZW	120V/50W
I	BT4072	AO/Reichert	Selectra POC Project-O-Chart 778, 11075, 11082, 11148, 11083, 12030, 12084, 64250-m34	28mm	11143	6V/20W HALOGEN, LONG LIFE
		Marco	Everlight Auto 6026, CP-2, CP-670, CP-690, CP-690E			
		Nikon	NP-3, NP-351			
		Shin Nippon				
		Woodlyn	H-31200 Auto 31500			



RÉTINOSCOPE / RETINOSCOPE

#ITEM		MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGHT	CODE	VOLTAGE / WATTS
A	BT0820	Welch Allyn	Streak 18200, 18235, 18245	20mm	08200	3.5V HALOGEN
B	BT3000	Welch Allyn	Spot (Fits Head) 18000, 18240	17mm	03000	3.5V/.72A
C	BT3700	Welch Allyn	Streak (Fits Head) 18100	18mm	03700	3.5V/.700A HALOGEN



BLOCKER

#ITEM		MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGHT	CODE	VOLTAGE / WATTS
A	BY6401	AIT	Old Style	57mm	1133	6.2V/3.91A
B	BT2900	Nidek/Santinelli	CE-1 Centering Device	28mm	500-073	6V/5W



DIVERS / MISCELLANEOUS

#ITEM		MARQUE / BRAND	MODÈLE / MODEL	LONGUEUR / LENGHT	CODE	VOLTAGE / WATTS
A	BT1080	Haag-Streit/ Humphrey	730, 64260	40mm	OS64260	12V/30W HALOGEN
B	BT4506	Mentor	Vision Test B.A.T. 9D-253			
C	BT3100	Welch Allyn	Tongue Blade Holder 28100, Otoscope, Diagnostic, Pneumatic Operating, 20000, 20200, 20202, 21700, 25000, 25020, 25200	20mm	03100	3.5V/.72A

NOUVEAU / NEW

BATTERIE / BATTERY





BA-722H

Pour modèles / For models: Proper #199032/199559
WA 71000/10/15/20/50/54/55/71670, 3.5V [2.75", 70mm]



MENTONNIÈRES / CHIN REST PAPER [Qté / Qty : 500]

Taille réelle / Actual size

**JZ-8033****GOUJONS / CHIN PINS**

LAMPE STYLO / PENLIGHT

**LS-A6253**

Piles non incluses / Batteries not included

LAMPES STYLOS JETABLES /
DISPOSABLE PENLIGHTS (1PC)**LS-A6250**

CAISSE DE 266 LENTILLES D'ESSAI / 266 TRIAL LENS SET



OPTION 1

TL-G8266

Caisse incluant 266 lentilles d'essai,
contour argent / Case with 266 trial
lenses, silver rim

OPTION 2

TL-G8266-1

Caisse incluant 266 lentilles d'essai,
contour rouge/noir / Case with 266 trial
lenses, red/black rim



266 PCS INCLUANT / INCLUDING :

- **Sph(- et / and +):**
 - 0.12: 2pcs,
 - 0.25~6.00: 0.25D écart / steps,
2pcs de chaque / of each;
 - 6.00~10.00: 0.50D écart / steps,
2pcs de chaque / of each;
 - 10.00~16.00: 1.00D écart / steps,
2pcs de chaque / of each;
 - 16.00~20.00: 2.00D écart / steps,
2pcs de chaque / of each;
- **Cyl(- et / and +):**
 - 0.12: 2pcs
 - 0.25~4.00: 0.25D écart / steps,
2pcs de chaque / of each;
 - 4.00~5.00: 0.50D écart / steps,
2pcs de chaque / of each;
 - 5.00~6.00: 1.00D écart / steps,
2pcs de chaque / of each;
- **Prism(Δ):** 0.5, 1.0, 2.0: 2pcs. 3,4,5,6,7,8: 1pc
- **Accessoires / Accessories**

TLU

Les lentilles d'essai peuvent être commandées à l'unité / Trial lenses can be ordered individually

CAISSE DE 104 LENTILLES D'ESSAI / 104 TRIAL LENS SET

**TL-G8104**

Contour argent/silver rim

104 PCS INCLUANT / INCLUDING

- **Sph(- et / and +):**
 - 0.12: 2pcs
 - 0.25~2.00: 0.25D écart / steps, 2pcs de chaque / of each;
 - 2.00~5.00: 0.50D écart / steps, 2pcs de chaque / of each;
 - 5.00~10.00: 1.00D écart / steps, 2pcs de chaque / of each;
- **Cyl(- et / and +):**
 - 0.25~1.00: 0.25D écart / steps, 2pcs de chaque / of each;
 - 1.00~3.00: 1.00D écart / steps, 2pcs de chaque / of each;
- **Prism(Δ):** 0.5: 2pcs 1,2: 1pc
- **Accessoires / Accessories**

TLU

Les lentilles d'essai peuvent être commandées à l'unité / Trial lenses can be ordered individually

LUNETTES D'ESSAI UNIVERSELLES / UNIVERSAL TRIAL FRAME

**LU-T387**

Permet de recevoir 4 verres d'essai 38mm de chaque côté. Plage PD de 48 à 80mm. Branches et nez réglables. / Has the ability to accommodate 4 trial lenses 38mm on each side. PD range from 48 to 80mm. Adjustable temples and nose rest.

FLIPS ACCOMMODATIFS / FLIPPERS



FLIP 0.25	+/-0.25
FLIP 0.50	+/-0.50
FLIP 0.75	+/-0.75
FLIP 1.00	+/-1.00
FLIP 1.50	+/-1.50
FLIP 2.00	+/-2.00
FLIP 2.50	+/-2.50
FLIP 3.00	+/-3.00

PALETTES DE RÉTINOSCOPIE / RETINOSCOPY PADDLES

**RT-G1203**

Une palette pour lentilles - et une palette pour lentilles + chacune pour les puissances suivantes / One paddle for - lenses and one paddle for + lenses each one has those powers :

- +0.50D~+6.50D : 0.5D écarts / steps;
- +7.00D, +8.00D, +12.00D

OBTURATEURS / EYE PATCHES

OEIL DE PIRATE AVEC ÉLASTIQUE /
EYE PATCH WITH ELASTIC**OP-A6943**

Oeil de pirate pour adultes /
Eye patch for adults.
85mm

NOUVEAU
NEW**OP-A6943/P**

Oeil de pirate pour enfants
ou petits visages / Eye patch
fits pediatric and small faces.
70mm

OEIL DE PIRATE EN PLASTIQUE AVEC ÉLASTIQUE /
PLASTIC EYE PATCH WITH ELASTIC**OP-6952**

NOUVEAU / NEW

OEIL DE PIRATE AVEC FOAM / EYE PATCH WITH FOAM

OP-6922

OBTURATEURS À CLIPPER SUR LA MONTURE / CLIP-ON OCCLUDERS TO CLIP ON FRAME

**SA-6946**

46mm

SA-6941

48mm

SA-6949

50mm

CACHE-OËIL POUR ENFANTS / EYE PATCH FOR KIDS



Cache-œil pour enfants avec autocollants amovibles
divers. Les autocollants peuvent varier. / Eye patch
for kids with various removable stickers.
Stickers may vary.

**CE-PR**

Petit rose / Small pink

CE-PB

Petit bleu / Small blue

CE-GR

Grand rose / Large pink

CE-GB

Grand bleu / Large blue


OCCLUSIONS MYI™

CE-MYI-P Bébé / Infant : 0 - 3 ans / yrs [64mm x 54mm / 2,50" x 2,11"]

CE-MYI-R Régulier / Regular : 3 + ans / yrs [80mm x 57mm / 3,16" x 2,25"]

51 occlusions par paquet / Per pack.

Choisissez 3 modèles de 17 occlusions / Chose 3 designs of 17 patches



[*Disponible uniquement dans la taille régulière / Only available in regular size]